

LBAA Zi allée du Lyonnais 26300 Bourg de Péage T : 04.75.72.73.19 ✉ secretariat@lb2a.fr	<h1>COMMEMORATIF SEROLOGIE</h1>	Date d'édition : 20/01/23	
		Indice de révision : 10	
Code document : EB06/008		Page : 1 / 1	Approuvé 

Remplir le commémoratif, selon vos **demandes spécifiques**. Le contenu est sous L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DEMANDEUR de l'analyse.

Il doit être joint à tout échantillon déposé ou expédié au laboratoire.

DEMANDEUR :	ECHANTILLON N° dossier :
ELEVEUR :	PRELEVEUR :
Adresse :	Date de saignée : Heure :
Bâtiment :	Nombre tubes : Age :
Facturation :	Espèce : Poule Dinde Canard Pintade
Transmission résultats à :	Autre espèce : analyse possible mais hors accréditation selon NFU47-012 Abrogée de Février 2009 et/ou NFU47-034
DDPP :	Autre demande hors accréditation à réaliser sur le même échantillon
DETECTION DE LA PRESENCE D'ANTICORPS PAR ARL	Préciser :
* <input type="checkbox"/> MG * <input type="checkbox"/> MS * <input type="checkbox"/> MM	Sérothèque :
Accréditation selon NFU47-012 Abrogée de Février 2009 pour Poule et Dinde	
* <input type="checkbox"/> SP	
Accréditation selon NFU47-034 pour Poule, Dinde, Canard et Pintade	

TRACABILITE ACCUEIL			TRACABILITE TECHNIQUE								
Enregistrement			Conservation			Centrifugation			Délai optimal Mycoplasmes (H saignée + 24 à 72 H)		
Opé	Date	Heure	Opé	Date	Heure	Opé	Date	Heure	Date MINI	Date MAXI	Heure
CONTROLES OBSERVATIONS											
Acceptation			Refus								
Opé	Date	Heure	Tubes : nombre, propreté, intégrité								
			Sangs / sérums : aspect, odeur, hémolyse, coagulation, quantité.								
			Non conformité associée /Pas de non-conformité								
ANALYSE			DILUTION (SPG UNIQUEMENT)			DECOMPLEMENTATION					
Opé	Date	Heure de FIN	Opé	Date	Heure de FIN	Opé	Date	Heure de FIN			

RESULTAT DE LA MANIPULATION d'Agglutination Rapide sur Lame

Nombre de sangs reçus :	Nombre de sérums analysés	Négatif au pur	Négatif après traitement *	Positif
<i>Mycoplasma Gallisepticum</i>				
<i>Mycoplasma Synoviae</i>				
<i>Mycoplasma Meleagridis</i>				
<i>Salmonella Pullorum Gallinarum</i>				

- * Traitement = Mycoplasmes : dilution au 1/5 + décomplémentation. SPG : dilution au 1/4 puis décomplémentation si dilution +.
- RESERVES = Mycoplasmes POSITIFS hors intervalle optimal ou après congélation.

Remarques :

Validation
