



Diffusion : Système management qualité – Réception

Date d'application du présent document : 21/11/16 Nature de la révision : Correction nb MS, vocabulaire abattage et contrôle interne

DELAIS Prélèvement : Analyse <4 jours – Les prélèvements doivent parvenir au laboratoire dans les 48H ouvrables après leur collecte

Eleveur	Groupement :	Préleveur :	Transmission				
	Technicien :	Vétérinaire :	Eleveur	<input type="checkbox"/>	Vétérinaire	<input type="checkbox"/>	Technicien
Nom :			Mail	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Adresse :			Courrier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
			Facturation	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Tél :		Mail :					
N° Bâtiment :		N° INUAV :	N° d'analyse :				
N° LOT :		N° EDE :					
Date MEP : __/__/__		Nb Animaux :					
Date de prélèvement : __/__/__		Heure de prélèvement : __ h __					
Age des animaux :							

ANALYSES REGLEMENTAIRES

Analyses réalisées sous logo COFRAC		Recherche Salmonelle – NF U 47-100 Transmission résultats à la DDPP	Recherche d'anticorps dirigés contre : ✧ Mycoplasma synoviae, et gallisepticum - NF U 47-012 ✧ Salmonelle pullorum gallinarum NF U 47-034
FUTURES PONDEUSES	<input type="checkbox"/> 1 JOUR	5 fonds de boîtes (1 ech) + 5 fonds de boîtes à conserver au laboratoire 8 sem.	SE-ST-SI SH-SV /
	<input type="checkbox"/> 4 SEM	<input type="checkbox"/> SOL : 2 paires de pédichiff (2ech) + 2 chiffonnettes (2ech) <input type="checkbox"/> BATTERIE : 2 chiffonnettes tapis de fientes (2ech) + 1 chiffonnette fonds de cage (1ech) + 1 chiffonnette environnement (1ech)	SE-ST /
	<input type="checkbox"/> 18 SEM +/- 2 Avant entrée en ponte et/ou transfert		TOUS dont SE-ST 60 PS : MG / MS / SGP
PONDEUSES	<input type="checkbox"/> 4 SEM après l'entrée en ponte ou max 24 SEM	1 chiff : 1000 < poules < 20 000 2 chiff : 20 001 < poules < 50 000 3 chiff : 50 001 < poules < 80 000 4 chiff : > 80 000 poules+500 gr d'aliment + <input type="checkbox"/> SOL : 2 paires de pédichiff ou 2*150gr de fientes (1ech) <input type="checkbox"/> BATTERIE : 2 * 150 gr de fientes (1 ech)	SE - ST /
	<input type="checkbox"/> PUIS toutes les 15 SEM max		TOUS dont SE-ST /
	<input type="checkbox"/> 10 SEM avant réforme ou abattage (batterie) OU 6 SEM avant réforme (sol)		
	<input type="checkbox"/> SI MUE : 1 ^{ère} SEM entrée en ponte		SE-ST /
	<input type="checkbox"/> PUIS toutes les 15 SEM		

CONTROLES INTERNES (Analyses réalisées sous logo COFRAC)

Recherche Salmonelle – NF U 47-100		Recherche d'anticorps dirigés contre : ✧ Mycoplasma synoviae, et gallisepticum - NF U 47-012 ✧ Salmonelle pullorum gallinarum - NF U 47-034	
Prélèvement	nb	Recherche	Nb de Prise de sang
Chiffonnette		Tous sérotypes	Recherche
Pédichiff			MG <input type="checkbox"/>
Autres :			MS <input type="checkbox"/>
.....			SGP <input type="checkbox"/>

Autorisation éventuelle sous traitance du sérotypage à l'ANSES : OUI - NON

SIGNATURE DU DEMANDEUR :

Réception (cadre réservé au laboratoire)

Date et VISA :	Reçu par : poste <input type="checkbox"/> / transporteur <input type="checkbox"/> / autre :
	Réserve