



ENREGISTREMENT

**Commémoratif : DINDES REPRO
Filière CHAIR**

ENR 02/01-05

Date de révision : Sept. 2016

Indice de version : **A**

Page 1 sur 1

Diffusion : Système management qualité – Réception

Date d'application du présent document : 05/09/16

Nature de la révision : Création

DELAI Prélèvement : Analyse <4 jours – Les prélèvements doivent parvenir au laboratoire dans les 48H ouvrables après leur collecte

Eleveur	Groupement :	Préleveur :	Transmission				
	Technicien :	Vétérinaire :		Eleveur	Vétérinaire	Groupement	Technicien
Nom :			Mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adresse :			Courrier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Facturation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tél :		Mail :					
N° Bâtiment :		N° INUAV :	N° d'analyse :				
N° LOT :		N° EDE :					
Date MEP : ___ / ___ / ___		Nb Animaux :					
Date de prélèvement : ___ / ___ / ___		Heure de prélèvement : ___ h ___					
Age des animaux :							

ANALYSES REGLEMENTAIRES				
Analyse réalisées sous logo COFRAC		Recherche Salmonelle – NF U 47-100 Transmission résultats DDPP		Recherche d'anticorps dirigés contre: ✧ Mycoplasma synoviae, meleagridis et gallisepticum – NF U 47-012 ✧ Salmonelle pullorum gallinarum – NF U 47-034
Dindes FUTUR REPRO	<input type="checkbox"/> 1 JOUR	5 fonds de boîtes (1 ech) + 5 Fonds de boîtes à conserver au laboratoire 8 sem.	SE – ST	20 PS MM / MG / MS / SGP
	<input type="checkbox"/> 4 SEM	2 paires de pédichiff (2ech) + 2 chiffonnettes (2ech)	SE - ST	
	<input type="checkbox"/> 18 SEM +/- 2 avant entrée en ponte et/ou transfert	2 paires de pédichiff (2ech) + 2 chiffonnettes (2ech)	TOUS dont SE – ST	
Dindes REPRO	<input type="checkbox"/> 4 SEM après entrée en ponte	5 paires de pédichiff (2 ech) OU 1 chiffonnette (1ech) + 1 paire de pédichiff (1ech)	SE - ST	60 PS MM/MG/MS à 27, 32 SEM 60 PS SGP à 27, 32, 44 SEM Et Sur 1% FEM et 5% MAL : MM / MG / MS à 36, 40, 44, 48, 52, 56 SEM
	<input type="checkbox"/> Puis toutes les 3 SEM			
	<input type="checkbox"/> 52-56 SEM Avant réforme			

CONTROLES INTERNES (Analyses réalisées sous logo COFRAC)				
Recherche Salmonelle – NF U 47-100		Recherche d'anticorps dirigés contre : ✧ Mycoplasma synoviae, et gallisepticum -NF U 47-012 ✧ Salmonelle pullorum gallinarum - NF U 47-034		
Prélèvement	nb	Recherche	Nb de Prise de sang	Recherche
Chiffonnette		Tous sérotypes		MM <input type="checkbox"/>
Pédichiff				MG <input type="checkbox"/>
Autres :				MS <input type="checkbox"/>
.....		SGP <input type="checkbox"/>		

Autorisation éventuelle sous traitance du sérotypage à l'ANSES : OUI - NON

SIGNATURE DU DEMANDEUR :

Réception (cadre réservé au laboratoire)

Date et VISA :

Reçu par : poste / Transporteur / autre :
Réserve